

Pani Teresa Opaska elastyczna PT 0309 krótka czarna rozm. L – 2sztuki

Pani Teresa Opaska elastyczna PT 0309 krótka czarna rozm. L – 2 sztuki

Opis produktu

Elastyczny pasek na nadgarstek PT 0309 Pani Teresa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku. Jest krótka, anatomicznie wyprofilowana i nie posiada szwów. Wykonany jest z poliamidu i elastanu z dodatkiem silikonu. Nadaje się do wspomagania procesu leczenia i rehabilitacji. Może być stosowany np. we wczesnej rehabilitacji po operacjach, złamaniach czy innych urazach, a także po zdjęciu opatrunku gipsowego. Stosowany profilaktycznie podczas ćwiczeń chroni i wzmacnia aparat więzadłowy nadgarstka. szczepy i szczepy. Działa przeciwbólowo i przeciwobrzękowo.

Opakowanie zawiera 2 opaski. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód dłoni na nadgarstku.

Aplikacja

Do stosowania w profilaktyce oraz podczas leczenia i rehabilitacji stawu nadgarstkowego:

jako wsparcie aparatu więzadłowego nadgarstka podczas wysiłku fizycznego, w celu zapobieżenia m.in. nadwyrężeń i nadwyrężeń, złagodzić ból i obrzęk, po urazach, złamaniach i operacjach.

Sposób użycia

Opaskę należy przeciągnąć przez dłoń do poziomu stawu nadgarstkowego.

W razie potrzeby powtórz czynność z drugiej strony.

Nakładaj na nieuszkodzoną skórę.

Składniki

60% poliamid, 38% elastan, 2% silikon.

Cechy produktu

rozmiar L jest odpowiedni dla osób, których obwód nadgarstka wynosi 23-25 cm,
wielokrotnego użytku,
niski,

elastyczny,
bez szwów,
przyjazny dla skóry,
czarny kolor.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie produktu może wymagać specjalistycznej porady.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, zmierz obwód dłoni w nadgarstku.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować. Nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę.

Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Jeśli ból utrzymuje się lub nasila, jeśli wystąpi reakcja alergiczna, podrażnienie skóry lub jakiegokolwiek inne skutki uboczne związane z używaniem opaski, przestań jej używać i skonsultuj się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

2 kawałki