

Test FOB do wykrywania krwi utajonej w kale – 1 sztuka Domowe Laboratorium

EST FOB ZDROWY JELIT Test domowy na obecność krwi utajonej w stolcu 1 szt.

Test na obecność krwi utajonej w kale.

Osoby powyżej 35 roku życia, nawet jeśli nie mają tego typu objawów, powinny raz w roku wykonywać badanie krwi utajonej w kale, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia takie badania są koniecznością.

Wskazaniem do wykonania badania krwi utajonej w kale jest również predyspozycja rodzinna, gdyż około 10% przypadków raka jelita grubego jest związanych z rodziną. Jeśli w rodzinie występuje rak jelita grubego, badanie na obecność krwi utajonej w kale należy wykonać u osób powyżej 25 roku życia.

Objawy związane z chorobą jelit obejmują: uczucie niepełnego wypróżnienia, nietrzymanie stolca i gazów, ból podczas wypróżnień, stolce śluzowe, ból w podbrzuszu, niezamierzoną utratę masy ciała, wzdęcie brzucha, anoreksję, zmianę wypróżnień, naprzemienną biegunkę i zaparcia lub powiększona wątroba.

Jest to jednorazowy domowy test samokontroli przeznaczony do wykrywania krwi utajonej w stolcu.

Wykrywa jedynie ludzką hemoglobinę i dlatego nie wymaga odpowiedniej diety.

Czułość testu określa się na podstawie 40 ng hemoglobiny w 1 ml roztworu ekstrakcyjnego.

Dokładny test laboratoryjny pokazuje wyniki po 5 minutach.

Jest to narzędzie w profilaktyce raka jelita grubego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Pobranie próbki kału:

Weź do ręki pojemnik do pobierania próbek kału z niebieską nasadką na górze i białą nasadką na dole. Odkręć niebieską nakrętkę i użyj aplikatora wewnątrz nasadki, aby pobrać próbkę kału do badania.

Aby pobrać próbkę do badania należy końcówkę aplikatora „wkręcić” w trzy różne miejsca badanego stolca na głębokość ok. 1 cm. Upewnij się, że stolec pokrywa powierzchnię aplikatora tylko cienką warstwą. Uwaga: Zbyt duża ilość stolca na aplikatorze, włożonym później do pojemnika z roztworem, może dać nieprawidłowy wynik testu.

Aplikator z pobraną w ten sposób próbką kału włożyć z powrotem do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, mocno dokręcić i energicznie wstrząsnąć, aby dokładnie wymieszać.

2. Wykonanie testu:

Wyjmij płytkę testową z aluminiowej koperty i umieść ją na równej powierzchni. Koperta zawiera również środek osuszający, który należy wyrzucić razem z odpadami domowymi. Test powinien być wykonany w ciągu godziny.

Trzymając naczynie do pobierania próbek jak poprzednio (niebieska nasadka na górze, biała na dole), odkręć tym razem białą nasadkę, aby zapobiec przypadkowemu złamaniu końcówki

nasadki.

Energicznie wstrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać próbkę kału z płynem. Następnie chwytając koniec pojemnika chusteczką, odłóż go.

Ściskając boki pojemnika, upuść 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej. Nie dotykaj końcówki testowej końcówką podczas kapania.

Rozpocznij pomiar czasu.

Odczytaj wynik testu po 5 minutach. Nie bierz pod uwagę wyniku uzyskanego po ponad 10 minutach. Pozostały płyn w naczyniu na próbki wlać do toalety i spłukać wodą. Po odczytaniu wyniku test i pusty pojemnik wyrzucić do domowych śmieci.

3. Interpretacja wyników:

Wynik negatywny W okienku wyników pojawia się tylko jedna linia: pasmo kontrolne C. Linia testowa T nie pojawia się. W badanej próbce nie wykryto krwi utajonej.

Wynik pozytywny. W oknie wyników pojawiają się dwa różowe prążki: kontrola C i test T. Intensywność koloru testowego prążka T nie ma znaczenia. Pasma T może być słabsze, takie samo lub silniejsze niż pasmo kontrolne C. Nawet bardzo słabe pasmo T należy interpretować jako pozytywny wynik testu. W badanej próbce kału wykryto krew utajoną.

Nieprawidłowy wynik Brak linii lub tylko linia testu T w oknie wyników. W takim przypadku wynik testu nie może być zinterpretowany i test należy powtórzyć z nową próbką kału i nowym testem.

KOMPOZYCJA

Opakowanie zawiera sprzęt niezbędny do wykonania jednego badania na obecność krwi utajonej w kale:

1 zabezpieczona aluminiowa koperta zawierająca: 1 płytkę testową i 1 środek osuszający;

1 pojemnik z rozcieńczalnikiem i aplikator do pobierania próbek kału;

1 instrukcja testowa.

PRODUCENT

HYDREX

Tomasza Zana 4

Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.