

O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampony – 32sztuki

O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampony – 32sztuki

Opis produktu

Tampony higieniczne o.b. ProComfort Mini jest idealny na początek lub początek miesiączki, gdy niektóre są mniej intensywne oraz dla kobiet z obfitymi miesiączkami.

Więcej informacji o o.b. Pro Comfort Mini

born Pro Comfort Mini to także idealny wybór, gdy tampony dopiero zaczynają działać. Jest jeden mały i smukły z wyprofilowanym miejscem. Tą szczególną cechą jest jedwabisty jedwab w dotyku, który zapewnia łatwość i dodatkowe aplikacje oraz jedwab. Technologia Dynamic Fit z 3D zapewnia komfort użytkowania, dopasowując się do kształtu ciała. Tampon przechwytuje płyn, a splecione rowki prowadzą wewnątrz i tampon w celu automatycznego serwisowania.

Aplikacja

Higiena i ochrona w lekkie lub lekkie dni.

Idealne jako pierwsze tampony.

Sposób użycia

Umyj ręce przed nałożeniem lub zmianą tamponu.

Przekręć osłonkę tamponu, jak pokazano strzałkami, a następnie zdejmij dolną część osłonki od strony sznurka.

Rozwiń sznurek, mocno pociągnij, aby go mocno naciągnąć.

Włóż czubek palca wskazującego we wgłębienie tamponu, a następnie zdejmij nakładkę z górnej części tamponu. Osłonkę należy wyrzucić do kosza na śmieci.

Wolną ręką otwórz wargi sromowe i włóż tampon do pochwy łukiem (do tyłu i do góry) tak bardzo, jak to możliwe. Jeśli oznacza to opór, zmień kierunek tamponu.

Jeśli tampon jest nadal wyczuwalny, włóż go trochę głębiej. Gdy znajdzie się w miejscu części, w miejscu części, nie będziesz mieć kontaktu z substancją.

Po nałożeniu tamponu sznurek powinien być cały czas widoczny.

Aby wyjąć tampon, wystarczy pociągnąć za sznurek.

umyj ręce.

Jak często należy wymieniać tampony o.b. ProKomfort?

Tampony należy wymieniać regularnie co 4-8 godzin.

Cechy produktu

Unikalna powłoka SilkTouch.

Technologia Dynamic Fit z rozszerzeniem 3D.

Wygodny i aplikacyjny.

Rozmiar: mini.

Chłonność: 2 krople.

Ważne wskazówki

Pamiętaj, aby zmieniać tampony regularnie co 4-8 godzin.

Przed nałożeniem nowego tamponu należy usunąć stary.

Nie używaj więcej niż 1 tamponu na raz.

Zawsze pamiętaj, aby usunąć ostatni tampon po zakończeniu okresu.

Umyj ręce przed i po zmianie tamponu.

Zawsze używaj tamponu o najniższej chłonności odpowiadającej intensywności krwawienia.

Ostrzeżenia

Jeśli źle się poczujesz podczas miesiączki i wystąpią gorączka, wymioty, biegunka, ból głowy, gardło, zawroty głowy, utrata przytomności, bóle mięśni, zmiany skórne podobne do oparzeń słonecznych (nie wszystkie te objawy muszą być obecne), usuń tampon i skontaktuj się z nim. Twój doktor. lub udaj się do szpitala. Poinformuj swojego lekarza, że ☐ miesiączkujesz i martwisz się o TSS.

Jeśli miałeś wcześniej TSS, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tamponów.

Testowany ginekologicznie.

Tampony nie zawierają chloru ani substancji zapachowych.

Wnętrze tamponu wykonane jest w 100% z materiału roślinnego.

Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę.

Błona dziewicza ma zwykle naturalny, miękki i elastyczny otwór, przez który można łatwo nałożyć tampon o.b.® (mini lub normalny), nie uszkodzając go.