

Pani Teresa Gumka na kostkę PT 0302 cielisty rozmiar M – 1sztuki

PANI TERESA Gumka na kostkę PT 0302 cielisty rozmiar M – 1 sztuka

Opis produktu

Opaska elastyczna PT 0302 na staw skokowy Pani Teresy to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do wspomagania rehabilitacji i procesu leczenia. Wzmacnia aparat więzadłowy, łagodzi ból i obrzęk. Może być stosowany w chorobach reumatyczno-zwyrodnieniowych stawów, po urazach, a także po zdjęciu gipsu. Stosowany profilaktycznie chroni staw skokowy przed częstymi skręceniami.

Opaska ma postać taśmy zapinanej na rzep. Jest elastyczny i dobrze dopasowuje się do stopy. Można nosić z obuwem. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nogi nad kostką.

Aplikacja

Elastyczne stabilizatory kostki do stosowania w profilaktyce oraz podczas leczenia i rehabilitacji:

jako wsparcie aparatu więzadłowego stawu skokowego, w celu ochrony np. przed częstymi skręceniami,

w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych,

po urazach,

po zdjęciu tynku,

aby złagodzić ból i obrzęk.

Sposób użycia

Aby założyć opaskę, odepnij rzep i owiń taśmę wokół stopy tak, aby przecinała nadgarstek.

Następnie owiń go wokół kostki i zapnij zapięcie na rzep.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Składniki

Poliamid 47%, poliester 34%, lateks 19%.

Cechy produktu

rozmiar M jest odpowiedni dla osób, których obwód nogi nad kostką wynosi 23-25 cm,

wielokrotnego użytku,

elastyczny,

dopasowuje się do stopy,
zapinana na rzep,
może być stosowany w obuwiu,
kolor: cielisty (beżowy).

Ważne wskazówki

Prawidłowe użytkowanie produktu może wymagać konsultacji ze specjalistą.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować. Nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę. Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Ciągłe noszenie opaski bez ćwiczeń może powodować osłabienie mięśni, dlatego w okresie użytkowania opaski zaleca się wykonanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

W przypadku utrzymujących się lub nasilających się objawów bólowych, a także w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych skutków ubocznych związanych z użytkowaniem opaski należy zaprzestać jej używania i skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

1 kawałek