

Pani Teresa Elastyczna opaska na nadgarstek PT 0309 krótka rozm. S – 2sztuki

Pani Teresa Elastyczna opaska na nadgarstek PT 0309 krótka rozm. S 2 sztuki

Opis produktu

Krótką, bezszwowa opaska elastyczna PT 0309 Pani Teresa nadaje się do stosowania w profilaktyce, a także do wspomagania procesu rehabilitacji i leczenia m.in. we wczesnej rehabilitacji po operacji, złamaniu lub innym urazie lub po zdjęciu opatrunku gipsowego. Wzmacnia i chroni aparat więzadłowy nadgarstka podczas wysiłku fizycznego, zapobiega m.in. szczepy i szczepy. łagodzi ból i obrzęk. Jest to wyrób medyczny wielokrotnego użytku.

Opaska na głowę jest ukształtowana anatomicznie i ma przyjazną dla skóry, bezszwową konstrukcję. Wykonany jest z poliamidu i elastanu z dodatkiem silikonu. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód dłoni na nadgarstku. Opakowanie zawiera 2 opaski.

Aplikacja

Krótką, bezszwowa opaska elastyczna odpowiednia do stosowania w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji stawu nadgarstkowego: jako wsparcie dla aparatu więzadłowego nadgarstka zapobiega m.in. nadwyrężeniom i nadwyrężeniom, po urazach, złamaniach, operacjach, aby złagodzić ból i obrzęk.

Sposób użycia

Przeciagnij pasek przez rękę do poziomu stawu nadgarstka.

W razie potrzeby powtórz czynność z drugiej strony.

Aplikować na nieuszkodzoną skórę.

Składniki

60% poliamid, 38% elastan, 2% silikon.

Cechy produktu

rozmiar S jest odpowiedni dla osób o obwodzie nadgarstka 14-18 cm,

wielokrotnego użytku,

niski,

bezszywowy,

kolor: cielisty (beżowy).

Ważne wskazówki

Prawidłowe użytkowanie urządzenia może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, zmierz obwód dłoni w nadgarstku.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować. Nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę.

Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Jeśli ból utrzymuje się lub nasila, lub jeśli wystąpi reakcja alergiczna, podrażnienie skóry lub jakikolwiek inny efekt uboczny związany z używaniem opaski, przerwij używanie opaski i skonsultuj się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

2 kawałki