

Protefix krem mocujący do protez zębowych z aloesem ekstra-mocny – 47g

PROTEFIX krem utrwalający z aloesem 40 ml

Bardzo mocna do protez

Przyspiesza gojenie

Chroni błonę śluzową.

Zawiera ekstrakt z aloesu, który przyspiesza gojenie i chroni błonę śluzową jamy ustnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Oczyścić protezę i błonę śluzową jamy ustnej z resztek jedzenia. Na wilgotną protezę (w ubytku uzębienia, który sąsiaduje z podniebieniem lub dziąsłem) w odstępach nakładać krem utrwalający Protefix® ALOE. W razie potrzeby krem można również nałożyć na tył protezy szczęki. Podczas nakładania kremu należy docisnąć część tubki bliżej otworu dozującego. Krem utrwalający Protefix® Z ALOESEM należy dozować oszczędnie, ponieważ nadmierne ilości kremu zmniejszają jego skuteczność. Protezę należy założyć i docisnąć na kilka sekund. Przez następne 5 minut nie należy jeść żadnego jedzenia. Krem utrwalający nie zmienia znacząco wysokości zgryzu.

Po użyciu ostrożnie zamknąć tubę, utrzymując otwór w czystości i suchym. Wilgoć resztkowa w tubie może spowodować

stwardnienie kleju. Pozostałości kremu utrwalającego można łatwo usunąć wacikiem nasączonym olejem spożywczym.

KOMPOZYCJA

100 g kremu montażowego Protefix® z ALOESEM zawiera: mieszaninę soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylo-winyłowego i bezwodnika maleinowego 30 g, karboksymetylocelulozę 23 g, parafinę, wazelinę, ekstrakt z Aloe Vera Barbadensis, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina i metyloparaben.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.