

Stop Hemo Tampony do nosa – 5 sztuk

Tampony do nosa Stop Hemo – 5 sztuk

Opis produktu

Stop Hemo to opatrunek stosowany w celu tamowania krwawienia z nosa i innych ran u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia. Po nałożeniu do krwi opatrunek zamienia się w żel, co ułatwia jego usunięcie. Hemo stop wykonany jest z naturalnych włókien alginianowych, dzięki czemu rany goją się szybciej.

Aplikacja

Krwawienie z nosa, krwawienie powierzchowne, krwawienie z jamy ustnej, ekstrakcja zęba, rany powierzchowne, rany chirurgiczne do 8 cm kwadratowych, rany pourazowe (zadrapania, skaleczenia, otarcia, otwarte pęcherze, oparzenia powierzchowne).

Sposób użycia

1. Krwawienie z nosa: Pochylając się lekko do przodu, delikatnie wydmuchaj nos, aby usunąć skrzepy.

Otwórz opakowanie wzdłuż przerywanej linii.

Chwyć końce opatrunku, a następnie przekręć i złóż na pół, tworząc zwarty tampon.

Hémo Alloy można zwilżyć tylko roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl), aby ułatwić wprowadzenie opatrunku do jamy nosowej.

Włóż Stop Hémo do jamy nosowej i uciskaj nos na 10 minut.

Pozostaw opatrunek w jamie nosowej na minimum 30 minut, a maksymalnie 24 godziny.

2. Krwawienie z ust (usunięcie zęba, krwawienie z warg, dziąseł, języka.).

Nałóż Stop Hémo na ranę i usuń po ustaniu krwawienia.

3. Rany powierzchowne: oczyścić ranę wodą z mydłem (lub 0,9% roztworem NaCl).

Nałożyć opatrunek na ranę, a następnie zdjąć go po ustaniu krwawienia lub pozostawić na miejscu, aby wykorzystać działanie gojące opatrunku i usunąć go w ciągu 24 godzin.

Jeśli krwawienie nie ustąpi, skontaktuj się z lekarzem

Składniki

Włóknina alginianowa wapnia (pochodzenia roślinnego).

Ważne wskazówki

Przechowywać w suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia

Stop Hemo należy zwilżać wyłącznie roztworem soli fizjologicznej. Nie wolno używać sterylnej wody. Opatrunek należy zdjąć w ciągu 24 godzin. Produkt jednorazowy, ponowne użycie może stwarzać ryzyko zanieczyszczenia i produkt może nie działać. Opatrunek zawiera śladowe ilości surfaktantów i może powodować podrażnienia u osób wrażliwych na ten składnik.

Zawartość opakowania

4cm x 5 tamponów.

Producent

Les Laboiratoires Brat.

Dystrybutor

Elektro-Oxigen Polska Sp. ogród zoologiczny.