

Termometr lekarski szklany Controlny – 1sztuki

Termometr klasyczny to szklany termometr medyczny przeznaczony do pomiaru temperatury ciała. Ciecz pomiarowa termometru nie zawiera rtęci, tylko płynny stop metali galu, indu, cynku i cyny. Ciecz ta jest całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska. Etui z efektem lupy ułatwia odczyt temperatury.

Zastosowanie

Do pomiaru temperatury ciała.

Sposób użycia

Wyczyść i zdezynfekuj termometr bezpośrednio przed i po użyciu. Przed pomiarem temperatury sprawdź, czy słupek z cieczą znajduje się poniżej 36°C. Wybierz sposób pomiaru (pod pachą, w ustach lub w odbycie) i umieść odpowiednio termometr w wybranym miejscu. Temperaturę mierz 8 min.

Po tym czasie ciecz pomiarowa wskaże zmierzoną temperaturę ciała na skali pomiarowej. Odczytaj temperaturę delikatnie obracając termometr w obie strony. Umieszczenie termometru w etui z efektem lupy ułatwia odczyt temperatury.

Po zmierzeniu temperatury, ciecz pomiarową ponownie sprowadź poniżej 36°C. W tym celu mocno chwyć termometr i kilkakrotnie strząśnij, wykonując energiczne ruchy przegubem dłoni. Zaleca się strząśnięcie termometru bezpośrednio po zmierzeniu temperatury.

Czyszczenie i dezynfekcja: najlepszym sposobem czyszczenia końcówki termometru jest zastosowanie środka dezynfekującego (np. 70% alkoholu etylowego) oraz wilgotnej szmatki. Alternatywnie termometr można wyczyścić zimną wodą z mydłem. Uwaga: Nie używać gorącej wody do czyszczenia i dezynfekcji termometru.

Cechy produktu

Zakres pomiarowy: 35,5°C – 42,0°C.

Dokładność pomiaru: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Wynik wyświetlany z dokładnością: do jednego miejsca po przecinku.

Ciecz pomiarowa: płynny stop galu, indu, cyny i cynku.

Czas pomiaru temperatury: 8 min.

Warunki eksploatacji: -15°C – 42,0°C.

Warunki przechowywania: -15°C – 42,0°C.

Ostrzeżenia

Nie upuszczać termometru, nie narażać termometru na wstrząsy i uderzenia. Nie używać termometru, jeśli zauważono jakiegokolwiek wady lub pęknięcia.

Podczas pomiaru temperatury zachować należyta ostrożność, aby uniknąć ewentualnego zranienia. Unikać kontaktu cieczy pomiarowej z innymi metalami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Temperatura u dzieci powinna być zawsze mierzona pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie wystawiać termometru na działanie wysokich temperatur oraz bezpośredniego światła słonecznego. Użycie termometru nie zastępuje konsultacji lekarskiej. W przypadku utrzymującej się gorączki, zwłaszcza u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Produkt medyczny testowany klinicznie.

Produkt wodoszczelny, bezrtęciowy.