

Avicenum PHLEBO 360 COTTON podkołanówki Aries COTTON CCL2 – bez – L Long

Podkołanówki Aries Avicenum 360 COTTON

klasa ucisku 2

kolor beżowy

rozmiar L Long

palce otwarte

Podkołanówki uciskowe Aries Avicenum 360 COTTON to wyrób okrągłodziały, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Ze względu na wysoką zawartość bawełny (60%) zalecane są dla osób z wrażliwą skórą i alergików. Stanowią idealne dopełnienie każdej stylizacji, przez co mogą być z powodzeniem stosowane każdego dnia.

Podkołanówki w drugim stopniu kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych i stabilizują krążenie krwi w zaawansowanym stadium chorobowym, mogą być stosowane w zespole objawów związanych z zakrzepicą oraz obrzękiem, w okresie pozabiegowym, są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Certyfikat RAL gwarantuje bezpieczną i efektywną kompresję Aries Avicenum.

OEKO- TEX® Standard 100 potwierdza, że żaden z produktów Aries Avicenum nie zawiera szkodliwych substancji i może być stosowany w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

Wskazania:

CCL 2 (23-32 mmHg) – II klasa ucisku

przewlekła choroba żylna

wyraźne żylaki ciążowe

stany po operacji żyłaków

stan po zakrzepicy

wyleczone owrzodzenie nóg

wyraźne żyłaki ze skłonnością do obrzęków

profilaktycznie (praca stojąca i siedząca, ciężkość nóg, pajączki żyłne)

Przeciwwskazania:

miażdżyca kończyn dolnych

choroba Bergera

tzew. stopa cukrzycowa

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie podkolanówek medycznych uciskowych należy skonsultować z lekarzem.

Charakterystyka:

60% zawartość bawełny sprawia, że są idealną alternatywą dla pacjentów o wrażliwej skórze,

otwarty czubek zakończony dłuższą lamówką zapobiega podwijaniu się pończochy w obrębie palców,

wzmocniona pięta przedłuża żywotność produktu,

płaski szew przy lamówce zapobiega podrażnieniom skóry

jedwabne metki produktu nie powodują otarć naskórka,

szeroki wachlarz rozmiarów pozwala wybrać odpowiedni rozmiar i długość dla każdego.

Skład:

60% bawełna

35% elastan

5% nylon

Jak wybrać właściwy rozmiar?

Przy doborze rozmiaru wyrobów uciskowych bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na prawidłowy pomiar gwarantujący właściwe działanie kompresji.

Pomiaru najlepiej dokonać rano, zaraz po wstaniu z łóżka, gdy nogi są jeszcze wolne od obrzęku. Obwody nóg są wtedy

najmniejsze. Rozmiar należy wybrać po zmierzeniu obwodu nogi w wybranych punktach określonych w tabeli rozmiarów.

Medyczna skuteczność produktów kompresyjnych gwarantowana jest przy prawidłowej pielęgnacji przez okres 6 miesięcy.

Producent zaleca:

- wyroby kompresyjne należy prać w środkach przeznaczonych do delikatnych tkanin
- nie należy stosować płynów do płukania ani wybielaczy
- nie wolno prasować
- nie wolno suszyć wyrobów uciskowych na słońcu lub na kaloryferach.

Sposób zakładania:

Zakładanie należy rozpocząć rozprowadzając materiał równomiernie na stopie. Należy zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzamy wyrób uciskowy na łydce. Następnie wygładzamy zgrubienia i zmarszczenia. Właściwa pielęgnacja pięt oraz stosowanie specjalnych rękawic zapobiega przetarciom i uszkodzeniom produktu.

Wszystkie produkty na naszych aukcjach pochodzą bezpośrednio od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski.

ofertę przygotowano w oparciu o materiały ARIES POLSKA