

Lapis Diabelski kamyk sztyft do usuwania brodawek 1 g

Opis produktu

Lapis Diabelski Kamyk to sztyft do usuwania brodawek. Substancją czynną wyrobu medycznego jest azotan srebra, który skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry. Sztyft azotanu srebra (Stilus Argenti Nitrici) jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończystych.

Zastosowanie

- Preparat stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata).
- Wspomaganie procesu gojenia, przyspieszenie ziarninowania i epitalializacji.

Sposób użycia

- Przed pierwszym i każdym użyciem należy założyć okulary ochronne. (Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych).
- Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną.
- Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.
- Z czubka sztyftu na długość około 3-4 mm bardzo delikatnie zeszkrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać

pyłu.

- Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem okrężnymi ruchami przez kilka sekund. naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawia się szernieniem w miejscu aplikacji.
- Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez szlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg należy powtarzać, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórno kurzajki.
- Po każdej aplikacji sztyft należy chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwe szybkie założenie zatyczki ochronnej.

Składniki

Sztyft zawiera:

- azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Przeciwwskazania

- Nie stosować razem z innymi preparatami do leczenia kurzajek.
- Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.
- Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.

Ważne wskazówki

- Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Stosowanie sztyftu u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
- W przypadku kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, przy obecności innych chorób, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

- Nie należy dopuścić do kontaktu sztyftu ze zdrową skórą.
- Nie stosować na zmiany zlokalizowane w okolicy oczu.
- Nie stosować produktu na błony śluzowe oraz miejsca silnie ukrwione.
- Produkt może zostawiać zabrudzenia na odzieży.
- W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Kontynuować płukanie przez 10 minut i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem i usunąć jakiekolwiek zanieczyszczenia z ubrania.
- W razie połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Producent

Lapis Product s.r.o.

Zdenka Stepanka 1785/3

CZ 708 00 Ostrava – Poruba

Dystrybutor

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice