

Pani Teresa Opaska elastyczna na staw kolanowy PT 0301 biała rozm. S – 1sztuki

**PANI TERESA Opaska elastyczna na staw kolanowy PT 0301 biała
rozm. S – 1 szt.**

Opis produktu

Elastyczna opaska stawu kolanowego Pani Teresy jest wyrobem medycznym nadającym się do stosowania jako środek wspomagający proces leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Może być stosowany profilaktycznie m.in. jako wsparcie aparatu więzadłowego stawu podczas wysiłku fizycznego, a także po urazach, m.in. po skręceniach oraz w przypadku przewlekłych zmian reumatyczno-zwyrodnieniowych. Łagodzi ból, a po zdjęciu gipsu stabilizuje i wzmacnia kolano.

Opaska jest bardzo elastyczna. Została wykonana z delikatnych dla skóry materiałów z dodatkiem bawełny. Nadaje się do wielokrotnego użytku. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nogi nad kolaniem.

Aplikacja

Orteza kolana nadaje się do stosowania:

profilaktycznie,

pourazowe,

uśmierzacz bólu,

w przewlekłych zmianach reumatycznych i zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

Sposób użycia

Przeciągnij pasek przez stopę od dołu do wysokości stawu kolanowego.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Składniki

56% poliester, 35% bawełna, 9% elastan.

Cechy produktu

wysoko elastyczny,

delikatny dla skóry,

wielokrotnego użytku,

Biały kolor,

rozmiar S jest odpowiedni dla osób, których obwód nóg powyżej

kolana wynosi 30-38 cm.

Ważne wskazówki

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, zmierz obwód nogi nad kolanem.

Właściwe użytkowanie produktu może wymagać specjalistycznej porady.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować.

Nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę.

Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Ciągłe noszenie opaski bez ćwiczeń może powodować osłabienie mięśni, dlatego w okresie użytkowania opaski zaleca się wykonanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

W przypadku utrzymywania się lub nasilenia bólu, wystąpienia reakcji alergicznej, podrażnienia skóry lub innych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem produktu należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

1 kawałek