

Pani Teresa Opaska elastyczna na staw kolanowy PT 0307 czarna rozm. XL – 1sztuki

**PANI TERESA Opaska elastyczna na staw kolanowy PT 0307 czarna
rozm. XL – 1 szt.**

Opis produktu

Elastyczna taśma bezszwowa stawu kolanowego PT 0307 Pani Teresy przeznaczona jest do wspomagania leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Wzmacnia i chroni staw kolanowy. Zapobiega obrzękom i pomaga łagodzić ból. Może być stosowany po zdjęciu gipsu, we wczesnej rehabilitacji stawu po operacjach, złamaniach i innych urazach, a także podczas wysiłku fizycznego w celu stabilizacji i wzmocnienia aparatu więzadłowego.

Opaska PT 0307 jest wyrobem medycznym nadającym się do wielokrotnego użytku. Wykonany jest z poliamidu i elastanu z dodatkiem silikonu. Ma anatomiczny kształt i bezszwową, przyjazną dla skóry konstrukcję. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nogi nad kolanem.

Aplikacja

Elastyczny bezszwowy staw kolanowy odpowiedni do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji:

podczas wysiłku fizycznego w celu wzmocnienia i stabilizacji aparatu więzadłowego,

we wczesnej rehabilitacji stawu po operacjach, złamaniach i innych urazach,

po zdjęciu gipsu.

Sposób użycia

Przeciągnij opaskę uciskową przez stopę do poziomu stawu kolanowego.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Składniki

60% poliamid, 38% elastan, 2% silikon.

Cechy produktu

rozmiar XL jest odpowiedni dla osób, których obwód nóg powyżej kolana wynosi 55-63 cm,

czarny kolor,

wielokrotnego użytku.

bezszwowa, przyjazna dla skóry konstrukcja,
anatomiczny kształt.

Ważne wskazówki

Prawidłowe użytkowanie urządzenia może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, zmierz obwód nogi nad kolanem.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować ani nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę. Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Ciągłe noszenie opaski bez ćwiczeń może powodować osłabienie mięśni, dlatego w okresie użytkowania opaski zaleca się wykonanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

W przypadku utrzymywania się lub nasilania objawów bólowych, reakcji alergicznej, podrażnienia skóry lub innych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

1 kawałek