

Pani Teresa Opaska elastyczna PT 0306 krótka 6 rozm. M – 2sztuki

PANI TERESA Opaska elastyczna PT 0306 krótka 6 rozm. M – 2 sztuki

Opis produktu

Krótką elastyczną opaskę PT 0306 "6" Pani Teresa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do wspomagania procesu rehabilitacji i leczenia. Może być stosowany profilaktycznie, jak również po kontuzji nadgarstka. Wzmacnia aparat więzadłowy nadgarstka, zapobiega m.in. rozciąganiu i napinaniu, łagodzi ból i obrzęk.

Opaska jest biała, bardzo elastyczna i ma nowoczesny wzór w paski. Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód dłoni na nadgarstku. Pakiet zawiera 2 opaski.

Aplikacja

Krótką elastyczną opaskę odpowiednią do stosowania w profilaktyce oraz podczas leczenia i rehabilitacji stawu nadgarstkowego:

jako wsparcie dla aparatu więzadłowego nadgarstka zapobiega m.in. nadwyrężeniom i nadwyrężeniom,

po urazach,

aby złagodzić ból i obrzęk.

Sposób użycia

Odepnij rzep i zapnij opaskę na wysokości stawu nadgarstka.

W razie potrzeby powtórz czynność na drugim nadgarstku.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Składniki

Poliester 41%, polipropylen 37%, elastodien 22%.

Cechy produktu

rozmiar M jest odpowiedni dla osób o obwodzie nadgarstka 19-22 cm,

wielokrotnego użytku,

niski,

zapinana na rzep,

kolor/wzór: biały z kolorowymi paskami.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie produktu może wymagać specjalistycznej porady.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, zmierz obwód nogi nad kolanem.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu łagodnych detergentów, np. wełna. Nie chlorować. Nie prasować.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę. Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru. Zbyt ciasny bandaż może pogorszyć krążenie krwi.

Jeśli ból utrzymuje się lub nasila, jeśli wystąpi reakcja alergiczna, podrażnienie skóry lub jakikolwiek inny efekt uboczny związany z używaniem opaski, przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

2 kawałki