

AROMACTIV **+plastry** **aromatyczne od 1 dnia życia 5** **plastrow**

Są to plastry z olejkami eterycznymi, które ułatwiając się poprawiają komfort oddychania dziecka z katarem i zatkanym nosem. Gdzie przykleić plastry Aromactiv+? Najlepiej plaster umieścić na ubraniu na klatce piersiowej. Nie należy naklejać plastra bezpośrednio na skórę. Od kiedy można stosować plastry Aromactiv+? Bezpieczna forma produktu umożliwia jego stosowanie u dzieci od 1 dnia życia. Jak często stosować plastry Aromactiv? Działanie plastra to 8 godzin, więc zalecamy zmianę plastra nie częściej niż co 8 godzin do momentu ustania dolegliwości o ile dziecko dobrze toleruje składniki preparatu. Aromactiv + można stosować zarówno w dzień jak i w nocy.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wskazania:

Produkt zalecany jest dla osób mających problemy z oddychaniem, odczuwających tzw. "zapchany nos".

Właściwości:

Aromactiv plastry to kompozycja olejków eterycznych, które korzystnie wpływają na drogi oddechowe, przynosząc ulgę i ułatwiając swobodne oddychanie. Olejek eukaliptusowy działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, wspomaga leczenie grypy, przeziębienia, ma działanie przeciwbólowe i rozgrzewające. Olejek z sosny zwyczajnej posiada działanie antyseptyczne oraz stymuluje pracę układu krążenia i zwiększa odporność organizmu.

Sposób użycia:

Należy odkleić folię ochronną z plastra i przykleić go na

suche ubranie (brak kontaktu ze skórą) na wysokości klatki piersiowej (w bezpiecznej odległości od twarzy).

Przeciwwskazania:

Produkt jest przeciwwskazany dla osób chorujących na astmę lub nadwrażliwych na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów alergicznych należy natychmiast odstawić preparat.

Skład

Dipropylene Glycol, 2-sec-butylcyclohexanone, Isobornyl Acetate, Amyl Salicylate, Borneol