

Eludril Classic płyn do płukania jamy ustnej 200 ml

ELUDRIL CLASSIC płyn do płukania jamy ustnej 200 ml

Eludril Classic dzięki połączeniu dwóch składników, oczyszczającego 0,1% diglikonianu chlorheksydyny i 0,5% chlorobutanolu, wspomaga utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej.

Eludril Classic pomaga chronić i utrzymać zdrowe, łagodne i mniej wrażliwe dziąsła.

Może być stosowany razem z regularnym myciem zębów.

Został przebadany pod nadzorem odontologicznym i pediatrycznym

Eludril Classic może być stosowany jako uzupełnienie leczenia periodontologicznego i implantologicznego, a także u osób noszących uzupełnienia protetyczne lub implanty

Podanie

Stosuj rano i wieczorem po umyciu zębów. Zaleca się stosowanie płynu przez okres 15 dni.

Dorośli: odmierzyć 15 ml roztworu do miarki i napełnić ciepłą wodą do górnej kreski.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: odmierzyć 10 ml roztworu do miarki i napełnić ciepłą wodą do górnej kreski