

Ibuprom Zatoki Hipertonic Spray 50 ml

Opis produktu

Hipertonic Spray to roztwór chlorku sodu o stężeniu hipertonicznym 3% wspomagający leczenie zarówno zwykłego kataru, jak i zapalenia zatok. Produkt nadaje się do regularnego stosowania przy zapaleniu śluzówki nosa i zapaleniu zatok. Spray zawiera hipertoniczny roztwór chlorku sodu, który przynosi ulgę poprzez: głębokie oczyszczanie i udrożnienie nosa, normalizację środowiska śluzówki nosa, wspomaganie usunięcia wydzieliny nosowej, wmywanie kurzu, pyłków i innych alergenów, nawilżenie śluzówki.

Zastosowanie

Przy zapaleniu śluzówki nosa i zapaleniu zatok. Polecany jest do regularnego stosowania przez osoby cierpiące na zapalenie śluzówki nosa i zatok. Skuteczny również po zabiegach operacyjnych nosa. Może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia oraz przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Sposób użycia

Aby głęboko oczyścić i udrożnić: przechyl głowę, włóż końcówkę do nozdrza, naciśnij ją i trzymaj naciśniętą do momentu, kiedy płyn zacznie wypływać z nosa.

Aby nawilżyć: naciśnij przez 1-2 sekundy, po krótkim czasie wydmuchać nos. Anatomiczna końcówka umożliwia użycie sprayu pod każdym kątem.

Składniki

3% roztwór chlorku sodu, bufor fosforanowy, woda oczyszczona.

Ważne wskazówki

Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na spodzie opakowania.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po użyciu.

Użycie przez więcej niż jedną osobę nie jest zalecane ze względów higienicznych.

Po każdym użyciu należy wyczyścić końcówkę w wodzie z mydłem i przepłukać gorącą wodą.

Nie stosować do iniekcji.

Producent

USP Zdrowie sp. z o.o.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa.