

# Orton Flex – 30 saszetek

Orton Flex to preparat specjalnie opracowany dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o stawy. Smak czarnej porzeczki. Zawiera substancję słodzącą.

Orton Flex zawiera kompozycję aż 6 składników aktywnych:

hydrolizowany kolagen

kwas hialuronowy

glukozamina

chondroityna

ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego

witamina C

Orton Flex jest szczególnie polecany:

osobom aktywnym fizycznie, czynnie uprawiającym sport,

osobom z nadwagą,

osobom starszym,

kobietom w okresie menopauzy,

wszystkim osobom, utrzymać sprawne i elastyczne stawy.

Kolagen jest jednym z najważniejszych białek w organizmie człowieka, który naturalny występuje w chrząstkach, ścięgnach i innych tkankach odpowiadających za naszą ruchomość.

Glukozamina i chondroityna w organizmie człowieka są jednymi z podstawowych składników strukturalnych chrząstki.

Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego pomaga utrzymać ruchomość stawów oraz pomaga w porannej sztywności stawów.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości.

Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem mazi stawowej.

Zalecana dzienna porcja do spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego działania oraz sposób użycia:

1 saszetka dziennie, najlepiej rano. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Sposób użycia:

1. Rozciąć saszetkę w zaznaczonym miejscu
2. Wsypać zawartość saszetki do kubka
3. Zalać ciepłą wodą
4. Mieszając należy doprowadzić do rozpuszczenia całej zawartości proszku

#### Składniki:

hydrolizowany kolagen (pochodzenia wieprzowego), siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, aromat czarnej porzeczki, ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (*Zingiber officinale* Rosc.), sól sodowa siarczanu chondroityny (pochodzenia wołowego), witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas hialuronowy, preparat barwiący czerwony (koncentrat soku buraczanego, oleorezyna papryki), substancja słodząca – glikozydy stewiolowe ze stewii.

| Składnik                                | Zawartość w 1 saszetce | % RWS* |
|-----------------------------------------|------------------------|--------|
| Hydrolizowany kolagen                   | 10 g                   | **     |
| Siarczan glukozaminy 2KCl               | 660 mg                 | **     |
| – co odpowiada siarczanowi glukozaminy  | 500 mg                 | **     |
| – co odpowiada glukozaminie             | 395 mg                 | **     |
| Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego    | 150 mg                 | **     |
| Sól sodowa siarczanu chondroityny       | 110 mg                 | **     |
| – co odpowiada siarczanowi chondroityny | 100 mg                 | **     |
| Witamina C                              | 80 mg                  | 100 %  |
| Kwas hialuronowy                        | 40 mg                  | **     |

\*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

\*\* – brak ustalonej referencyjnej wartości spożycia

#### Ostrzeżenie:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, ani karmiących piersią. Nie stosować u osób

mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamice nerkową.