

Sutricon żel silikonowy na blizny – 15ml

Opis produktu

Sutricon żel na blizny jest stosowany miejscowo we wspomaganiu leczenia blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), w zapobieganiu nieprawidłowego bliznowaceniu ran zamkniętych oraz w celu łagodzenia objawów związanych z bliznami. Jego działanie jest oparte na wyjątkowych właściwościach żelu silikonowego, który szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Regularne stosowanie żelu poprawia wygląd zarówno świeżych jak i starych blizn.

Zastosowanie

Codzienna pielęgnacja: blizn pooperacyjnych, blizn pooparzeniowych, blizn pourazowych, blizn przerostowych i keloidów (bliznowców), blizn potrądzikowych, rozstępów.

Sposób użycia

Stosowanie żelu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosować preparat minimum dwa razy dziennie. Najlepsze efekty pielęgnacji uzyskuje się poprzez aplikację żelu Sutricon połączoną z masażem blizny.

Składniki

Polisiloksany, dwutlenek krzemu.

Przeciwwskazania

Żel przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na skórę. Nie stosować na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę i błony śluzowe. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników żelu.

Producent

Verco S.A.

ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 6U,
01-015 Warszawa